

Faire un pansement occlusif avec le patch de pommade

GANIKDERMA®



Le nettoyage des pommades résiduelles de la plaie est effectué avec un tampon stérile.



Les plaies sont nettoyées par lavage avec du sérum physiologique.



Nettoyage avec pansement stérile.



L'application de la pommade est une couche uniforme de 1-3 mm avec une spatule médicale stérile.



Application d'un pansement stérile, sur toute la surface de la plaie.



Application d'un deuxième pansement stérile.

GANIKDERMA®

- Est une gamme de produits hydroactifs (environnement humide) qui offre des solutions dans toutes les phases du processus de cicatrisation des plaies et des affections dermatologiques;
- Peut être enlevé sans douleur ni traumatisme, assurant ainsi un bon confort pour le patient
- Accélère la vascularisation du lit de la plaie;
- Facile à appliquer en cas de plaies trouvées dans des zones difficiles (ex. plis anatomiques, jonctions muco-cutanées, etc.)

Aspects économiques

- Coûts/patient réduits jusqu'à 30 %
- Coûts directs :
 - Diminue le temps moyen d'hospitalisation;
 - Diminue le coût moyen/jour d'hospitalisation
 - Diminue le coût moyen/patient
 - Diminue le nombre de pansements utilisés
 - Le coût total par patient est réduit (moins de pansements habituellement, aucun besoin d'autre matière au niveau local)
 - L'indice de complexité de cas augmente
- Coûts indirects:
 - Le nombre total de jours d'incapacité temporaire diminue
 - La période de réhabilitation diminue
 - La qualité de vie s'améliore

GANIKDERMA® Famille de Produits

Tubes, récipients, pansements imprégnés et applicateurs

Retour Aux Soins Naturels

GANIKDERMA®

Votre aide
pour les plaies aiguës et chroniques



Email: info@ganikderma.com
WEB: www.ganikderma.com
www.facebook.com/ganikderma



THÉRAPIE HYDROACTIVE

GMDN
58211

Classe de dispositifs médicaux IIb, conformément à la règle de l'UE : 93/42/CEE



**Cliniquement prouvé selon
EN ISO 14155**

Indications

• Traitement local de :

- Plaies aiguës : brûlures de premier degré, deuxième degré a et b, troisième degré, excoriations, ulcérations, autres blessures traumatiques et autres lésions cutanées
- Pied diabétique (PD) et ulcère des membres inférieurs
- Ulcère de décubitus, escarres, ulcère de pression
- Dermatite (Radio, Contact, Atopique...)
- Eczéma (Humide, Scrotus, Surinfecté...)
- Épidermolyse bulleuse, Acné, Herpès
- Blessures (Explosions, Piqûre...)
- Surfaces après peeling chimique ou laser
- Infections à Candida albicans

Caractéristiques physiques

- A une forte stabilité, grâce à ses composants aux propriétés antioxydantes.
- A une viscosité optimale, donc il ne quitte pas le support non-tissé et reste cohésif une fois appliqué;
- Améliore le processus de cicatrisation en assurant un environnement humide et optimal, caractérisé par une hydratation constante de la plaie, une température et un pH constants ;

Propriétés thérapeutiques

- Offre un environnement humide et optimal, contrôlé, favorable à tous les stades de la guérison;
- Il stimule le développement du tissu de granulation et favorise la cicatrisation;
- Favorise l'élimination du tissu nécrotique de la plaie;
- Grâce au processus de fabrication et à l'effet de synergie des composants, les produits sont efficaces contre les organismes multi-résistants;
- Il favorise le développement d'un épithélium de bonne qualité;
- Il n'adhère pas (aux tissus) à la plaie et son retrait est facile et atraumatique.



V.A. femme, 64 ans
Fracture bimalléolaire,
âge de la plaie : 12 mois.
Il y a une blessure de déhiscence d'environ 8 cm, sur le côté frontal de la cheville gauche, contaminée par *Pseudomonas aeruginosa* (*Pseudomonas bacillus*).

Un échantillon de DST a été prélevé sur la plaie.
Le résultat de DST était une contamination *Pseudomonas aeruginosa* (Bacille pyocyanique). Patient suivant un traitement antibiotique céphalosporine pendant 7 jours.



La plaie était sous contrôle quotidien et sur la plaie était appliqué quotidiennement un pansement

GANIKDERMA®



L'évolution a été favorable; après 7 jours, le traitement antibiotique a été interrompu et les pansements GANIKDERMA® ont été appliqués à un intervalle de 48 heures pendant 21 jours.

Patrascu JM, Ph, Md
Hôpital d'urgence de Timisoara, Roumanie

